

Indikace	Otiskovací technika	1-členná korunka	Implantát (≤ 2 členy)	Inlej/onlej (≤ 2 členy)	Můstek (≤ 3 členy)	Fazety	Můstek (> 3 členy)	Implantát (> 2 členy)	Otisk přes konstrukci	Funkční otisky
Velmi rychle tuhnoucí materiály										
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (Medium Body)	Monofázová									
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (Medium or Heavy Body) 3M™ Impregum™ Super Quick (Light Body)	1-kroková	✓	✓	✓	✓					
Běžně tuhnoucí materiály										
3M™ Impregum™ Penta™ Soft (Medium Body)	Monofázová									
3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ (Heavy Body) 3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ (Light Body) 3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ (Light Body)	1-kroková					✓	✓	✓	✓	✓
3M™ Impregum™ Penta™ (Medium Body)	Monofázová					✓	✓	✓	✓	✓