

Objevte další dimenzi přirozené krásy. Charisma® Diamond.


Po pěti letech výzkumu si vám Heraeus dovoluje s hrdostí představit nanohybridní fotokompozit Charisma Diamond, novou dimenzi v přirozené krásě. Překračující hranice estetiky, kvality a technických parametrů, umožňuje Charisma Diamond vytvářet naprosto přirozené rekonstrukce.

Objevte snadnost vrstvení s Charisma Diamond, která poskytuje výrazné estetické výhody díky vyjímečné schopnosti adaptace odstínu k okolní tkáni. Napodobujte přírodu s výběrem 21 odstínů způsobem tak dokonalým, jako je příroda sama.




Zdroj: Professor Claus-Peter Ernst, University of Mainz, Germany.

Objevte koncept Charisma Diamond



Charisma Diamond automaticky adaptuje svůj odstín k barvě a struktuře okolní zubní tkáně, což umožňuje vytvářet naprosto přirozený přechod mezi výplní a vlastním zubem.




CHARISMA®

Přirozeně krásná

Objevte Charisma Diamond.

Charisma Diamond je univerzální. Umožňuje zhotovit výbornou estetickou rekonstrukci malých defektů s jediným univerzálním odstínem a zároveň nabízí možnost rekonstruovat zub vrstvicí technikou k dosažení dokonale přirozeného a estetického vzhledu. Práci a modelaci navíc usnadňuje nelepivá konzistence a snížená citlivost na operační světlo.

Výborné mechanické vlastnosti



Zdroj: Heraeus Kulzer R&D, Wehrheim, Germany. Nepublikovaná data. Dokumentace k dispozici.

Charisma Diamond má minimální smrštění a polymerační stres, navíc poskytuje vysokou odolnost, velmi hladký povrch a optimalizovanou povrchovou tvrdost.

Sady

Sady	Art. Nr.
Intro Kit	66043863
3 x 4 g Tuba / A2, A3, OM Příslušenství	
Basic Kit	66043864
6 x 4 g Tuba / 2 x A2, A3, A3.5, OM, OD	
Master Kit	66043881
10 x 4 g Tuba / A2, A3, A3.5, A4, B2, C2, OM, OD, CL, BL + GLUMA 2Bond, GLUMA Etch gel	
+ Vzorník + Příslušenství	
Vzorník	66044554


Refill 1 x 4 g

Univerzální odstíny	Art. Nr.
A1	66043882
A2	66043883
A3	66043884
A 3,5	66043885
A4	66043886
B1	66043887
B2	66043888
B3	66043889
C2	66043890
C3	66043891
D3	66043892

Objevte novou nano – hybridní dimenzi.

Inovované chemické složení (nový monomer pryskyřičné matrix a optimalizované nano – hybridní plnivo) Charisma Diamond je základem pro výjimečné mechanické a estetické vlastnosti. Charisma Diamond překonává konkurenci úplnou kompatibilitou se všemi adhezivními systémy a kompozitními materiály na bázi methakrylátu.

Speciální monomer s nízkým polymeračním smrštěním



Charisma Diamond umožňuje díky inovované kompozici nanoplňiva možnost dokonalé povrchové úpravy a excelentního vyleštění hotové rekonstrukce.



Zdroj: Professor Claus-Peter Ernst, University of Mainz, Germany.



Opákní dentinové odstíny	Art. Nr.
OL Opaque Light	66043893
OD Opaque Dark	66043894
OM Opaque Medium	66043895
Odstíny po bělení	
BL Bleach Light	66043896
BXL Bleach Extra Light	66043897
OB Opaque Bleach	66043898
Incisální odstíny	
CL Clear	66043899
AM Amber	66043900
CO Clear Opal	66043901
YO Yellow Opal	66043902

Navštivte naše nové webové stránky www.heraeus-kulzer.cz