

1 x 1 = CHARISMA


Charisma® OPALflow

Váš recept pro optimální flow...

Výhody na první pohled

- nízká polymerační kontrakce a vysoká odolnost v ohybu pro trvanlivé výplně
- velmi vysoká radioopacita pro bezpečnou diagnostiku
- nový typ stříkačky bez odkapávání – neplýtváte materiálem
- optimální zatékavost díky tixotropii

Vynikající odolnost. Nízká kontrakce. Charisma® OPALflow.



Zdroj: Heraeus Kulzer R&D, Wehrheim, Germany. Nepublikovaná data.

Charisma® OPALsystem.

Přirozené rekonstrukce snadno a bezpečně.

CHARISMA®

jednoduchost + použitelnost = krása

# Charisma® OPALflow

*Snadná diagnostika díky radioopacitě a snadná manipulace pro trvanlivé a bezpečné výplně*

## Radioopacita


Kompozitní výplň je snadno rozpoznatelná od okolní zubní tkáně díky vynikající radioopacitě materiálu. Charisma® OPALflow umožňuje optimální a spolehlivou diagnostiku.

Výborná radioopacita byla v nedávné době potvrzena výzkumným týmem Dr. Petera Yamena.

## Snadná manipulace

Charisma® OPALflow vytváří jednotitý, hladký povrch v těch místech kavity, která jsou obtížně přístupná.

To je perfektní příprava kavity pro následnou aplikaci vysoce -viskózního kompozitu. Nízkoviskózní kompozit udržuje svůj tvar a pozici i po aplikaci ze stříkačky. Tekutý je díky svým tixotropním vlastnostem pouze při vyvinutí tlaku modelovacím nástrojem.



Radioopacita



Snadná manipulace

## Charisma® OPALflow - Indikace

- Rozšířené pečetění fisur
- Podložka typu liner (první vrstva v kavitách I. a II. třídy)
- Výplně V. třídy
- Minimálně invazivní výplně I. a II. třídy na ploškách bez přímé artikulární zátěže
- Minimálně invazivní výplně III. třídy
- Drobné opravy přímých i nepřímých rekonstrukcí

Charisma® OPALflow Assortment \_\_\_\_\_ 66043422  
1 x 1,8 g stříkačka v odstínech  
A1, A2, A3, Baseline

Charisma® OPALflow Refills

### Charisma® OPALflow Refills

Each Charisma® OPALflow Syringes contains 1.8 g

SYR – A1	66040900
SYR – A2	66040951
SYR – A3	66040952
SYR – A4	66040953
SYR – B2	66040954
SYR – 0M	66040955
SYR – Baseline	66040956

Váš Heraeus Kulzer partner je:

Oficiální distributoři:

**INTERDENT s.r.o.**  
Foerstrova 12, 100 00 Praha  
www.interdent.cz  
tel.: +420 274 783 114

**Dentamed (ČR) spol. s r.o.**  
Pod Lipami 41, 130 00 Praha  
www.dentamed.cz  
tel.: +420 266 007 111

**Hu-Fa Dental a.s.**  
Moravní 909, 765 02 Otrokovice  
www.hufa.cz  
tel.: +420 557 926 226-9

Heraeus Kulzer - Česká republika

**Martin Kutáč - country manager**  
mobil: +420 724 509 000  
e-mail: martin.kutac@heraeus-kulzer.cz  
web: www.heraeus-dental.com

**Šárka Skalická - odborný reprezentant**  
mobil: +420 774 535 131  
e-mail: sarka.skalicka@heraeus-kulzer.cz

**Andrea Kopečná - odborný reprezentant**  
mobil: +420 608 820 920  
e-mail: andrea.kopecna@heraeus-kulzer.cz