



# Filtek™

Supreme  
Flowable Restorative

## Teraz sa náš najobľúbenejší flow kompozit jednoduchšie aplikuje.


3M™ Filtek™ Ultimate Flowable je k dispozícii v novej ergonomickej striekačke navrhutej pre väčšie pohodlie a jednoduchšiu aplikáciu. Nový názov nášho vynoveného flow kompozitu je 3M™ Filtek™ Supreme Flowable.

### Obmedzuje vznik bublín a zbytkov

Materiál bez bublín, ktorý samovoľne nevyteká.  
Lepšia kontrola aplikácie.

### Nie je potreba hádať

Modrý piest indikuje zvyškové množstvo materiálu. Akonáhle je striekačka prázdna, viditeľná je len biela časť.



### Ohýbatelná kanyla

Ľahké ohnutie kanyly  
bez rizika zalomenia.  
Jednoduchý prístup  
do všetkých miest.

### Dobre sa drží

Trojuholníkové ukončenie piestu pod palcom  
umožňuje rýchle a jednoduché uchopenie.