

**3M** Science.  
Applied to Life.™

**3M™ RelyX™ Universal**  
živicový cement

**Koniec  
zložitosti.**



# Dvaja, čo zvládnu všetko.

**3M™ RelyX™ Universal živicový cement** funguje ako samostatný samoadhezívny cement a tiež ako adhezívny cement v kombinácii s adhezívom **3M™ Scotchbond™ Universal Plus**.

Spoločne eliminujú nepríjemnosti a zmätok s viacerými komponentami živicového cementu, prímerov a adhezív, čo **zjednodušuje vaše pracovné postupy pri priamych a nepriamych náhradách**. Menší počet produktov v ambulancii a nutnosť dopĺňania ušetrí váš priestor, čas a peniaze.

## Tak jednoduché, napriek tomu tak silné.

- Dva komponenty prakticky pre všetky priame a nepriame indikácie lepenia
- Vynikajúca samoadhezívna schopnosť živicového cementu RelyX Universal
- Adhezívum Scotchbond Universal Plus tiež zvyšuje väzobnú silu na všetky substráty
- Unikátna 3M mikromix striekačka
- Jednoduché odstránenie prebytku
- Vysoká estetika



## Striekačka, ktorá mení pravidlá.

Patentovaný dizajn 3M posúva aplikáciu automix cementu na vyššiu úroveň. Vyvinuté s ohľadom na vaše potreby, ľahkú aplikáciu, čistenie a skladovanie. Malá, 3,4 g striekačka s minimálnymi zvyškami poskytuje dostatok materiálu približne na 15 aplikácií.

## Jednoduché odstránenie prebytkov.

Unikátne chemické zloženie ponúka, že prebytky cementu zostávajú na okraji náhrady a po 3 sek. osvitú je ich možné ľahko odstrániť.



Samoadhezívna cementácia zirkónového mostíka 3M™ Lava™ Esthetic Fluorescent; Obrázok s láskavým zvoľnením Dr. Jan Gueth. Nemecko

## Menej materiálov, vyššie úspory

**95%**

stomatológov potvrdilo, že univerzálny charakter cementu RelyX Universal im pomohol **zredukovať množstvo používaného materiálu v ambulancii a ušetriť náklady.**

## Jednoduchší pre personál

**97%**

stomatológov potvrdilo, že použitie jedného univerzálného cementu namiesto mnohých rôznych typov cementu je **jednoduchšie pre ich personál.**

“Vynikajúci hygienický dávkovací systém s malým množstvom zbytkov a odpadu.”


M. W., Veľká Británia \*\*\*

**80%**

zníženie nevyužitých\* zbytkov cementu vďaka Micro Mixing Tip

Viac hygienická.\*\* Samouzatváratelná striekačka.

Úzka, dlhá endo koncovka pre ľahkú aplikáciu do koreňového kanálka



“Jednoduchá manipulácia, málo komponentov a tiež nižšie riziko chyby.”

J. L., Nemecko \*\*\*

Ergonomický tvar,

**o 50%** menej plastového odpadu\*

## Ešte silnejší partner pre adhezívnu indikáciu.



3M™ Scotchbond™ Universal Plus je prvé RTG kontrastné, univerzálne adhezívum pre všetky priame a nepriame indikácie lepenia. Plne vyvážený systém: adhezívum je vytvrdené cementom, takže nie je potrebná polymerizácia svetlom.

Scotchbond Universal Plus adhezívum slúži ako univerzálny primer na všetky materiály vrátane sklokeramiky a ďalej posilňuje vynikajúce samoadhezívne schopnosti cementu, napr. väzbu na zirkón.



## Výnimočná samoadhezívna sila pre maximálnu efektívnosť.


Vďaka svojej vysokej samoadhezívnej sile väzby na dentín, RelyX Universal spoľahlivo rieši väčšinu prípadov bez potreby ďalších adhezív alebo primerov. Tuhne svetlom aj chemicky.



Takmer žiadna pooperačná senzitivita

**99%** stomatológov udáva, že cement RelyX Universal nevykazuje takmer žiadnu pooperačnú senzitivitu \*\*\*

**Vysoká estetika** so štyrmi farebné stálymi fluorescenčnými odtieňmi



Translucná (TR)

A1

A3 opákná (A3O)

Biela opákná (WO)

## Informácie pre objednanie

### 3M™ RelyX™ Universal živcový cement

#### Obj. č. Obsah balenia

##### Uvádžacie balenie

**56968** 4x 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement striekačky odtieňov TR, A1, A3O, WO (3,4g každá), 60x 3M™ RelyX™ Universal Mikro miešacie kanyly, 20x endo koncovky, 1x fľaštička 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezívum (5 ml), 1x 3M™ Scotchbond™ Universal leptadlo (3 ml), 25x modré aplikačné špičky, 50x oranžové mikro štetce, podrobný návod

##### Skúšobné balenie

1x 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement striekačka (3,4 g), 15x 3M™ RelyX™ Universal Mikro miešacie kanyly, 5x endo koncovky, 1x fľaštička 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezívum (1,5 ml), 1x 3M™ Scotchbond™ Universal leptadlo (3 ml), 25x modré aplikačné špičky, 50x oranžové mikro štetce, podrobný návod

**56969** odtieň TR

**56970** odtieň A1

##### Doplňujúce balenie

1x 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement striekačka (3,4 g), 15x 3M™ RelyX™ Universal Mikro miešacie kanyly, 5x endo koncovky

**56971** odtieň TR

**56973** odtieň A3O

**56972** odtieň A1

**56974** odtieň WO

##### Výhodné balenie

3x 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement striekačka (3,4g každá), 45x 3M™ RelyX™ Universal Mikro miešacie kanyly, 15x endo koncovky

**56977** odtieň TR

**56978** odtieň A1

##### Mikro miešacie kanyly

**56975** 30x 3M™ RelyX™ Universal Mikro miešacie kanyly

**56976** 15x 3M™ RelyX™ Universal Mikro miešacie kanyly, 15x endo koncovky

### 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezívum

##### Fľaštička

**41293** **Uvádžacie balenie:** 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezívum vo fľaštičke (5 ml), 50 mikro štetcov, 1x 3M™ Scotchbond™ Universal leptadlo (3 ml), 25x modré aplikačné špičky

**Doplňujúce balenie:** 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezívum fľaštička (5 ml)

**41294** 1x 5ml fľaštička

**41295** 3x 5ml fľaštička

##### Jednorazová aplikácia

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezívum jednorazová aplikácia L-Pops, 1x 3M™ Scotchbond™ Universal leptadlo (3ml), 25x modré aplikačné špičky

**41297** **Uvádžacie balenie:** 50x L-Pop™

**41299** 200x L-Pop™

**41298** 100x L-Pop™

**41304** 400x L-Pop™

### 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant leptací gél

**41263** 2x 3M™ Scotchbond™ Universal leptadlo (3ml každé), 50x modré aplikačné špičky



3M™ RelyX™ Universal Resin Cement uvádzacie balenie (56968)



3M™ RelyX™ Universal Resin Cement skúšobné balenie TR (56969)



3M™ RelyX™ Universal Resin Cement doplňujúce balenie TR (56971)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezívum - doplňujúce balenie (41294)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezívum jednorazová aplikácia 100x L-Pop™ (41298)

#### 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezívum jednorazová aplikácia:

Pre efektívnu kontrolu hygieny. Znižuje riziko krížovej kontaminácie.

**3M**

**3M.sk**

3M Slovensko, s.r.o.

Vajnorská 100/B  
83104 Bratislava  
www.3m.sk/dental

3M, Lava, RelyX a Scotchbond sú ochranné známky spoločnosti 3M alebo 3M Deutschland GmbH. Použité z licencie v Kanade.  
© 3M 2020. Všetky práva vyhradené.