

Celá řada pro dokončování a leštění. Od začátku do konce.

Systém Sof-lex je barevně značen od tmavé barvy (hrubá zrnitost) po světlou barvu (velmi jemná zrnitost) pro zjednodušení pracovního procesu. Snadné nasazení na mandrel umožňuje rychle měnit disky nebo spirály, což celý postup dokončování a leštění urychluje.

Hrubá redukce

Leštění do vysokého lesku



Sof-Lex™ Diamantový leštící systém:
Zapomeňte na nepořádek s leštícími pastami. Naše předleštící spirála připraví výplně pro konečný lesk, a poté naše spirála s integrovanými diamantovými částicemi dodá výplním nádherný lesk

Předleštění



Příprava pro konečný

Leštění diamantovými částicemi



Leštění do vysokého lesku

Hrubá redukce

Leštění do vysokého lesku




Sof-Lex™ Disky: Flexibilní disky se přizpůsobují konturám zubu

Hrubá redukce



Hrubé

Finální kontury



Střední

Dokončování



Jemné

Leštění



Velmi jemné

Leštění diamantovými částicemi



Leštění do vysokého lesku



Sof-Lex™ XT Disky: Extra tenké disky pro snadnější přístup k proximálním plochám

Hrubá redukce



Hrubé

Finální kontury



Střední

Dokončování



Jemné

Leštění



Velmi jemné


Hrubá redukce

Leštění do vysokého lesku

Sof-Lex™ Pásky:

Pásky s dvěma stupni hrubosti přerušené uprostřed, aby byl možný přístup do aproximálních ploch

Hrubá redukce & Finální kontury



Hrubé

Střední

Dokončování & Leštění



Jemné

Velmi jemné

Sof-Lex™ dokončovací a leštící systém




Sof-Lex™ Disky



Sof-Lex™ Diamantový
leštící systém



Sof-Lex™ Pásky



3M

Oral Care Solution Division
3M Česko, spol. s.r.o.
V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
Fax: 261 380 110
E-mail: 3mcesko@3m.com
www.3m.cz

www.3MESPE.com

3M, ESPE a Sof-Lex jsou registrované ochranné známky 3M nebo 3M Deutschland GmbH.
© 3M 2016. Všechna práva vyhrazena.