

Adper™ adhezívne riešenia



Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose Adhezívum

- dlhá a overená klinická história
- tradičný "total-etch" adhezívny systém
- silné a spoľahlivé použitie pre každú aplikáciu
- adhélia vo vlhkom aj suchom prostredí
- redukuje mikronetesnosť, ktorá môže viesť k pooperačnej precitlivosti



Adper™ Single Bond 2 Adhezívum

- vynikajúca väzba ku sklovine aj dentínu
- pred použitím nie je potrebné adhezívum pretrepať, technológia nanoplňiva je stabilná a nesedimentuje
- praktický dizajn fľaštičky umožňuje jednoduché otváranie a ľahkú aplikáciu
- určený pre priame aj nepriame rekonštrukcie
- redukuje riziko pooperačnej precitlivosti
- znižuje citlivosť povrchu koreňa



Adper™ Prompt™ L-Pop™ Samoleptacie adhezívum

- leptanie, priming a bonding v jednom kroku
- klinicky overené pri viac ako 100 miliónoch aplikácií
- redukuje riziko pooperačnej precitlivosti
- znižuje citlivosť povrchu koreňa
- zjednodušuje techniku pečatenia
- dostupný v baleniach na jedno použitie



Adper™ SE Plus Samoleptacie adhezívum

- zmeny v zafarbení potvrdia správne pokrytie a aktiváciu
- rádiopacita redukuje riziko chybnéj diagnózy zubného kazu
- "total etch" adhezívny systém
- vysoká väzbová sila s osvedčenými vlastnosťami a výplňou
- redukuje riziko pooperačnej precitlivosti
- reaguje na vlhkej alebo suchej sklovine a dentíne
- vysoká integrita okrajového uzáveru a nízka úroveň mikronetesnosti
- nerozpustná hydrofóbná vrstva eliminuje chyby pri výkone
- znižuje citlivosť povrchu koreňa



Adper™ Easy One Samoleptacie adhezívum

- jednozložkové adhezívum, aplikácia v jednej vrstve
- vysoká väzbová sila s osvedčenými vlastnosťami a výplňou
- redukuje riziko pooperačnej precitlivosti
- reguje na vlhkej alebo suchej sklovine a dentíne
- vysoká integrita okrajového uzáveru a nízka úroveň mikronetesnosti
- znižuje citlivosť povrchu koreňa

Adper™ adhezívne riešenia a tabuľka značení

	Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose Adhezívum	Adper™ Single Bond 2 Adhezívum	Adper™ Prompt™ L-Pop™ Samoleptacie Adhezívum	Adper™ SE Plus Samoleptacie Adhezívum	Adper™ Easy One Samoleptacie Adhezívum
Manipulácia					
Technika	Total etch (adhezívny systém)	Total etch (adhezívny systém)	Self-etch (samoadhezívny systém)	Self-etch (samoadhezívny systém)	Self-etch (samoadhezívny syst.)
Komponenty					
Balenie na jedno použitie			X		
Reaguje na vlhkom alebo suchom dentíne ⁽¹⁾	X	X	X	X	X
Vlastnosti					
Hrúbka filmu	cca 20 mikrónov	cca 10 mikrónov	cca 10 mikrónov	cca 20 mikrónov	cca 10 mikrónov
Rádioopacita				X	
Výplň		X		X	X
Vizuálna kontrola			X ⁽²⁾	X	
Čas aplikácie	48 sekúnd	57 sekúnd	43 sekúnd	46 sekúnd	35 sekúnd
Indikácie					
Priame	X	X	X	X	X
Nepriame		X ⁽³⁾			X ⁽³⁾
Zníženie citlivosti povrchu koreňa		X	X	X	X
Tmel			X		

Označenie komponentov:

 Striekačka s leptadlom

 Balenie na 1 použitie

 1 fľaštička

 2 fľaštičky

(1) Desikácia nie je odporúčaná so žiadnym s adhezívnych produktov 3M ESPE. Všetky adhezívne produkty 3M ESPE sú určené na širokú škálu povrchov s rôznymi vlhkosťnými podmienkami.

(2) Kontrola aktivity: Vizuálna kontrola indikuje, či bol L-Pop systém správne aktivovaný.

(3) Pri použití v kombinácii s 3M™ ESPE™ RelyX™ ARC Adhesive Resin Cement.

3M ESPE

3M (East) AG
Vajnorská 142
831 04 Bratislava
Tel.: 02/491 05 225
innovation.sk@mmm.com
www.3m.sk

3M, ESPE, Adper, L-Pop, Prompt, RelyX and Scotchbond sú ochranné známky 3M alebo 3M ESPE AG.

© 3M 2008. Všetky práva vyhradené.

(4.2008)